



**“Prontouso”[®]
 CHARACTERISTICS
 OF MONO-USE DRESSING KIT
 Our company**

Designs, manufactures and gets to market a full range of kits, for various minor surgery applications such as: BLADDER, UROLOGICAL, SUTURE.

Advantages to using the Kit:

- a) into a single sterile packaging are grouped together different types of products selected by the operator.
- b) The sterile packaging guarantees safe asepsys
- c) It speeds up the processing of the operator, who did not need to use multiple products
- d) reduces the number of suppliers, and therefore costs.
- e) Simplicity for Administrative Office , with only a single cost item
- f) for the warehouse less articles to be handled, more space, less errors

Intended use:


for medication and patient assistance. Non-invasive surgical facility in the short term

Warnings:

sterility is guaranteed until unopened. The device must be used by qualified crewl. Reusable not disposable. store the dry place away from light and heat, at a temperature of 5° -20°.

Disposal:

disposal of the product used in the health sector must be disposed according to the law regulations



PRODUCT'S PACKAGING

Kit is packaged in molded medical tray with clear plastic film laminated to white machine glazed Kraft medical paper or tyvek. On each Kit are shown the various component, batch, production date, expiry date, and the law symbology. Later, the packaging is subjected to a validated sterilization cycle by ethylene oxide (ETO). This package ensures waterproof protection and allows the product to go to the final consumer in the best conditions of asepsis and sterility (ETO).

Il presente documento è di proprietà della scrivente, e le informazioni in esso contenute sono destinate essenzialmente allo scopo industriale. E' proibita qualsiasi copia o diverso utilizzo senza l'approvazione scritta della scrivente. L'uso improprio verrà perseguito a norma di legge.